

- Kendiliğinden sertleşen MMA bazlı adeziv siman olmalıdır.
- 4- Meta ve TBB katalizörü içermelidir.
- Dişe (mine ve dentin) metale, porselene ve dental rezine ( kompozit ve akrilik ) mükemmel tutunum sağlamalıdır.
  - Pulpa üstündeki uygulamalarda pulpayı korumalıdır.
  - Hem dentinde hem de minede hibrit katmanı oluşturmalıdır.Böylece çürüklere karşı güçlendirmelidir.Operasyon sonrası hassasiyeti engellemelidir.
  - Ürün hem fırça tekniğiyle (brush dip) hem de karıştırma tekniğiyle (bulk-mix)uygulanabilmelidir.
    - Set içerisinde 0,7 ml Katalizör,10 ml monomer ,3 gr polimer, 3 ml mine hazırlama jeli bulunmalıdır ve gerekli aksesuarlar içermelidir.
    - İstenildiğinde setleri oluşturan parçalar refil olarak temin edilebilmelidir.
    - Porselen kırıklarının ağız içinde tamirinde kullanılabilirdir.
    - Her setin yanında bir adet porselen liner ve bir adet metal primeri verilmelidir.
    - Porselen primeri porselenin asitlenme aşamasını ortadan kaldırmalıdır.
    - Klinikte geniş kullanım alanına sahip olmalıdır. Ortodontik braketlerin simantasyonunda, direk olarak estetik diş eklemede, mobil dişlerin splintlenmesinde ,jaket kronların simantasyonunda, teleskobik parsiyel kronların güvenli bir şekilde simantasyonunda yer tutucu aparatların simantasyonunda, porselen tamirinde, kırık porselen parçalarının eklenmesinde ,kor yapımında, post simantasyonunda, amalgam dolguların altında örtücü ve amalgam bonding olarak her türlü rezin kompozit altında kaide olarak, kırılmış köklerin simantasyonunda , vital dişlerde kavite örtücü olarak ve kök yüzeylerinin kapatılmasında kullanılabilirdir.
      - Ürün orjinal kutusunda ve üzerinde üretici firma logosu olmalıdır.

Marka : Sun Medical